

ETIQUETTE PATIENT IPP

IPP _____
 Nom _____
 Prénom _____
 Sexe ____ DDN _____

ETIQUETTE UH SERVICE

Service _____
 Unité Aile _____
 HDJ ☐ Consultation ☐
 Numéro lit _____

**ETIQUETTE CODE APH
MEDECIN**

Nom _____
 Fonction _____

Réservé labo



PROTOCOLE SC
 PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE
 Pr J.C. ALVAREZ
Site Raymond Poincaré – 92380 Garches
 Secrétariat : ☎ 01 47 10 79 20 / Biologiste d'astreinte : ☎ 41280 Fax : 01 47 10 79 23

**R
P
C**

DATE DE PRÉLÈVEMENT :
 J J M M A A

HEURE DE PRÉLÈVEMENT :
 H H M M

PRELEVEUR : _____ FONCTION : _____ TEL. : | | | | |

Modalités de réalisation des prélèvements :

Sang total: ☐ 2 Tubes héparine de lithium bouchon vert (**sans gel**)



☐ 2 Tubes à bouchon fluorure gris



☐ 2 tubes EDTA bouchon violet



Urine : ☐ 2 Tubes, bouchon jaune (sans conservateur), de 6 mL.



Cheveux ☐ une mèche dans une enveloppe ou un pilulier, pas de scotch ou de compresse pour le prélèvement précoce (dans les 5 jours après les faits) simultanément au sang et urines

☐ quatre mèches dans une enveloppe ou un pilulier, pas de scotch ou de compresse prélèvements idéalement un mois après les faits



Sélectionner une mèche du diamètre d'un crayon de papier, en haut et à l'arrière du crâne.



Nouer un fil épais à environ 1 cm de la racine pour distinguer celle-ci de l'autre l'extrémité, les analyses étant effectuées sur les segments de cheveux partant de la racine.



Laisser la ficelle en place et mettre, si possible, une pince à clamper pour éviter le glissement des cheveux.
Surtout ne pas mettre de papier collant ou autre adhésif.

Modalités de transmission et de conservation des prélèvements :

Acheminer les prélèvements le plus rapidement possible au laboratoire (envoi à 4°C pour le sang et les urines, à température ambiante pour les cheveux)

Important : **ne pas centrifuger le sang**

N'oubliez pas de joindre le formulaire de consentement et la fiche de liaison à cet envoi