

UNITE DE SOIN

NUMERO PATIENT

LABORATOIRE

NOM du préleveur :

NOM du prescripteur :

Téléphone :

Prélevé le : à h

**SANG
TOTAL**

☐ 2 tubes **héparinate de lithium** sans gel 

☐ 2 tubes **fluorés** 

☐ 2 tubes **EDTA** 

URINE

☐ 2 tubes **sans conservateur** 6 mL 

CHEVEUX

- ☐ **une mèche** dans une enveloppe **en cas de prélèvement précoce** (≤ 5 jours après les faits) simultanément au sang et urines, **si nécessité de distinguer une exposition habituelle d'origine thérapeutique ou volontaire d'une exposition unique dans un contexte de soumission chimique.**
- ☐ **quatre mèches** séparées dans une enveloppe prélèvement à réaliser **un mois après les faits.**



1. Sélectionner une mèche du **diamètre d'un crayon de papier** en haut et à l'arrière du crâne.
2. **Nouer un fil à 1 cm de la racine** afin d'en maintenir l'orientation (racine → pointe).
3. Couper les cheveux en dessous du fil, **au ras du cuir chevelu.**
4. Placer les cheveux dans une enveloppe ou dans du papier d'aluminium (**ne pas mettre d'adhésif**).
5. **Il est recommandé de clamper la mèche**, afin de fixer les cheveux et d'éviter un décalage des segments.

Modalités de transmission et de conservation des prélèvements :

Acheminer les prélèvements (**ne pas centrifuger le sang**) le plus rapidement possible à -20°C

Cheveux à transmettre au sec à température ambiante.

N'oubliez pas de joindre le formulaire de consentement et la fiche de liaison à cet envoi